

**med**<sup>®</sup>  
**TEXTILE**



**КАТАЛОГ  
БАНДАЖНОЙ ПРОДУКЦИИ**

**БАНДАЖ  
ӨНІМДЕРІНІҢ КАТАЛОГЫ**

Technomedica factory - собственность швейцарской торгово-промышленной корпорации MedPack Group, поэтому качеству производимой продукции уделяется особое внимание.

Главные преимущества производства: оптимальное местоположение, высокие стандарты качества наряду с современным высокотехнологичным оснащением, а также отлаженная система собственной дистрибуции и высокое качество продукции.

Передовое импортное оборудование, современные материалы и прогрессивные технологии дают возможность гарантировать высокое качество всего ассортимента.

На предприятии внедрена «Система менеджмента качества» в соответствии с протоколом международного стандарта ISO 9001:2008, что подтверждено сертификатом TUV Rheinland.

Также успешно внедрены сертификация ISO 13485:2003+AC:2009 «Система менеджмента качества производителей медицинских устройств» и сертификация соответствия Европейским и украинским стандартам - Conformité Européenne (CE) и УкрСЕПРО. Качество нашей продукции подтверждено соответствующими международными сертификатами.



ISO 9001:2008

ISO 13485:2003 + AC:2009



БАНДАЖНАЯ  
ЛЕНТА



Прочная, эластичная, воздухопроницаемая бандажная лента обеспечивает максимальный комфорт во время использования.



АЭРОПРЕН



Аэропрен, или дышащий неопрен, имеет уникальную способность удерживать тепло тела, не препятствуя дыханию кожи.



НОРМОФЛЕКС



Трехслойный воздухопроницаемый материал, обладает смягчающими и согревающими свойствами.



ХЛОПКОВАЯ НИТЬ



НЕОПРЕН  
перфорированный



РЕБРА ЖЕСТКОСТИ  
металлические



ПОЛИЭФИР



РЕБРА ЖЕСТКОСТИ  
стальные



РЕБРА ЖЕСТКОСТИ  
пластиковые



ЛАТЕКСНАЯ НИТЬ



ПЕНОПОЛИУРЕТАН



РЕБРА ЖЕСТКОСТИ  
спиральные



КАПРОН  
(ПОЛИАМИД)



ВИСКОЗА



КОЖЗАМЕНИТЕЛЬ





Арт. No. 1001

### БАНДАЖ НА ШЕЙНЫЙ ОТДЕЛ ПОЗВОНОЧНИКА мягкой фиксации

Бандаж применяется при травмах шейных позвонков и мягких тканей шеи, травмах от внезапного или резкого движения головы и шеи, в послеоперационный период.

### Жұмсақ бекітетін МОЙЫН ОМЫРТҚАСЫНА АРНАЛҒАН БАНДАЖ

Бандаж мойын омыртқаларының және мойынның жұмсақ тіздірінің жарақаттары, бастың және мойынның кенет және жылдам қозғалысынан алынған жарақаттары кезінде және операциядан кейінгі кезеңде қолданылады.

### БАНДАЖ НА ШЕЙНЫЙ ОТДЕЛ ПОЗВОНОЧНИКА мягкой фиксации с жесткой вставкой

Бандаж применяется при травмах шейных позвонков и мягких тканей шеи, травмах от внезапного или резкого движения головы и шеи, в послеоперационный период.

- Поддерживает шейные позвонки в правильном положении
- Обеспечивает согревающее и мягкое массажное действие
- Жесткая панель обеспечивает дополнительную фиксацию шеи и может быть снята, при необходимости постепенно увеличивать амплитуду движений шеи

### Жұмсақ бекітетін МОЙЫН ОМЫРТҚАСЫНА АРНАЛҒАН БАНДАЖ

Бандаж мойын омыртқаларының және мойынның жұмсақ тіздірінің жарақаттары, бастың және мойынның кенет және жылдам қозғалысынан алынған жарақаттары кезінде және операциядан кейінгі кезеңде қолданылады.

- Мойын омыртқаларын тік жағдайда ұстап тұрады
- Қыздырушы және жұмсақ ұқалаушы әсерді қамтамасыз етеді
- Қатты құрылым мойынның қосымша бекітілуін қамтамасыз етеді және қозғалыс амплитудасын баяу арттыру қажет болғанда алып тастауға да болады.

### РЕКЛИНАТОР (КОРРЕКТОР ОСАНКИ) детский

Реклинатор (корректор осанки) обеспечивает формирование правильной осанки у детей, уменьшает боли в верхнем отделе спины, вызванные сколиозом, кифозом, кифосколиозом или артритом, предотвращает деформации позвоночника, формирует привычку держать спину прямо, помогает избежать многих заболеваний, связанных с неправильной осанкой (нарушения дыхательной, сердечно-сосудистой, пищеварительной и других систем).

### Балаларға арналған РЕКЛИНАТОР (ЕҢСЕ ТҮЗЕТКІШ)

Реклинатор балалардың еңсесінің дұрыс қалыптасуын қамтамасыз етеді, сколиоздан, кифосколиоздан немесе артриттен болған арқаның жоғарғы бөлігіндегі ауырсынды азайтады, омыртқаның деформациялануының алдын алады, арқаны тік ұстау әдетін қалыптастырады, дұрыс емес еңсемен байланысты көптеген аурулардың алдын алады (дем алу, жүрек-қантaмыр, ас қорыту және басқа жүйелердің бұзылуы).

### КОРРЕКТОР ОСАНКИ эластичный с ребрами жесткости

Корректор осанки с ребрами жесткости корректирует неправильную осанку, уменьшает боли в верхнем отделе спины, вызванные кифозом, сколиозом, остеопорозом или артритом, предотвращает деформации позвоночника. Применяется в период реабилитации после операций и травм грудного отдела позвоночника. Эластичные ремни удерживают плечи в правильном положении. Стальные ребра жесткости улучшают осанку и помогают удерживать позвоночник прямо. Корректор осанки рекомендуется надевать непосредственно на нижнее белье.

### Қатты қабырғалары бар эластикaлық ЕҢСЕ ТҮЗЕТКІШ

Қатты қабырғалары бар еңсе түзеткіш дұрыс емес еңсені түзетеді, сколиоздан, кифоздан, остеопороздан немесе артриттен болған арқаның жоғарғы бөлігіндегі ауырсынды азайтады, омыртқаның деформациялануының алдын алады. Омыртқаның кеуде бөлімінің операциясы және жарақатынан кейінгі кезеңде қолданылады. Эластикaлық белдіктер иықты дұрыс қалыпта ұстап тұрады. Болаттан жасалған қатты қабырғалар еңсені түзетеді және омыртқаны тік ұстауға көмектеседі. Түзеткішті тікелей іш киімге кию ұсынылады.



Арт. No. 2011

### РЕКЛИНАТОР (КОРРЕКТОР ОСАНКИ/ ФИКСАТОР КЛЮЧИЦ)

Реклинатор (корректор осанки) обеспечивает формирование правильной осанки, уменьшает боли в верхнем отделе спины, вызванные сколиозом, кифозом, кифосколиозом или артритом, предотвращает деформации позвоночника, формирует привычку держать спину прямо, помогает избежать многих заболеваний, связанных с неправильной осанкой (нарушения дыхательной, сердечно-сосудистой, пищеварительной и других систем). Корректор осанки обеспечивает разведение пояса верхних конечностей и разгрузки тел позвонков с сохранением нормального тонуса мышц.

### РЕКЛИНАТОР (ЕҢСЕ ТҮЗЕТКІШ/ БҒАНА БЕКІТКІШ)

Еңсе түзеткіш дұрыс еңсенің қалыптасуын қамтамасыз етеді, сколиоздан, кифоздан, кифосколиоздан немесе артриттен болған арқаның жоғарғы бөлігіндегі ауырсынды азайтады, арқаны тік ұстау әдетін қалыптастырады, дұрыс емес еңсемен байланысты көптеген аурулардың алдын алады (дем алу, жүрек-қантaмыр, ас қорыту және басқа жүйелердің бұзылуы). Еңсе түзеткіш жоғарғы мүшелер белдерінің ажырауын және бұлшықеттер тонусының қалыпты жағдайын сақтай отырып омыртқа денелеріне келетін күштің азаюын қамтамасыз етеді.



Арт. No. 2009


Цвет:  
синий бежевый

### КОРСЕТ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ эластичный (с 4 ребрами жесткости)

Корсет применяется при остеохондрозе, радикулите, смещениях и грыжах межпозвоночных дисков, травмах, ущемлениях нервов, травмах, хронических болях в пояснично-крестцовом отделе позвоночника. Благодаря 4 ребрам жесткости корсет обеспечивает надежную поддержку поясницы, расслабление мышц спины и нормализацию кровообращения. Корсет рекомендуется надевать непосредственно на нижнее белье.

### Эластикaлық (4 қатаңдық қабырғалары бар) ЕМДІК-АЛДЫН АЛУШЫ КОРСЕТ

Корсет остеохондрозда, радикулите омыртқа аралық дискілердің орнынан таюында және ішек жарасында, омыртқа жарақатында, бел омыртқаның сегізкөз бөлімінің созылмалы ауруында қолданылады. Төрт қатты қабырғаның арқасында корсет белдің мықты бекітілуін, арқа бұлшықетінің босаңсуын және қанайналымының қалыпқа келуін қамтамасыз етеді.



Арт. No. 3011



### БАНДАЖ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ (с ребрами жесткости)

Бандаж применяется при остеохондрозе, радикулите, смещениях и грыжах межпозвоночных дисков, защемлениях нервов, травмах, хронических болях в пояснично-крестцовом отделе позвоночника. Также бандаж может использоваться после родов и после операций на брюшной стенке. Бандаж поддерживает мышцы живота, обеспечивает умеренную компрессию передней брюшной стенки и предотвращает расхождение послеоперационных швов. Бандаж надевать в положении лежа, непосредственно на нижнее белье.

#### (қатты қабырғалары бар) ЕМДІК-АЛДЫН АЛУШЫ БАНДАЖ

Бандаж остеохондрозда, радикулитте омыртқа аралық дисктердің орнынан таюында және ішек жарасында, омыртқа жарақатында, бел омыртқаның сегізкөз бөлімінің созылмалы ауруында қолданылады. Бандаж босанудан кейін және құрсаққа жасалған операциядан кейін қолданылуы мүмкін. Бандаж құрсақ булшықетін ұстап тұрады, құрсақтың алдыңғы бөлімінің компрессиясын қамтамасыз етеді және операциядан кейін тігістердің ажырауының алдын алады.

Арт. No. 4001



### БАНДАЖ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ эластичный (послеоперационный и послеродовой)

Бандаж используется для восстановления мышечного тонуса после родов и после операций, предотвращает расхождение послеоперационных швов. Бандаж поддерживает мышцы живота, обеспечивает умеренную компрессию и уменьшает отвисание живота. Бандаж надевать в положении лежа на спине, непосредственно на хлопчатобумажное белье.

#### Эластикалық (операциядан кейінгі және босанудан кейінгі) ЕМДІК-АЛДЫН АЛУШЫ БАНДАЖ

Бандаж босанудан және операциядан кейін булшықет тонусын қалыпқа келтіру үшін қолданылады, операциядан кейін тігістердің ажырауының алдын алады. Бандаж құрсақ булшықетін ұстап тұрады, компрессияны қамтамасыз етеді, құрсақ терісінің салбырауын азайтады. Бандаж жатқан жағдайда тікелей мақтадан жасалған іш киімне киіледі.

Арт. No. 4002



### БАНДАЖ ДО- И ПОСЛЕРОДОВОЙ

Бандаж применяется в период беременности для уменьшения болей в поясничном отделе позвоночника и бедрах. Мягко поддерживая живот, бандаж обеспечивает оптимальные условия для правильного положения плода. Благодаря двум съемным пластинам жесткости эффективно снимает напряжение в нижней части спины и поддерживает живот во время беременности. Воздухопроницаемый эластичный материал, из которого изготовлен бандаж обеспечивает комфорт при использовании в любое время года.

#### Босануға дейінгі және босанудан кейінгі БАНДАЖ

Бандаж жүктілік кезінде омыртқаның бел бөліміндегі және жамбастағы ауырсынуды азайту үшін қолданылады. Құрсақты жұмсақ ұстап тұра бандаж ұрықтың дұрыс орналасуын қамтамасыз етеді. Алынпал салынатын екі қаталасуың пластиналары арқасында арқаның төменгі бөліміне түсетін күшті жояды және құрсақты жүктілік кезінде ұстап тұрады. Бандаж жасалған ауа өткізгіш эластикалық материал кез келген жыл мезгілінде қолдану кезінде ыңғайлы.

Арт. No. 4501



### БАНДАЖ НА ЛУЧЕЗАПЯСТНЫЙ СУСТАВ эластичный


Бандаж применяется при травмах лучезапястного сустава, при растяжениях связок, артрозах, артритах, бурситах, синовитах, а также в период реабилитации после снятия гипсовой повязки. Также применяется при привычных вывихах.

- Обеспечивает мягкую фиксацию и компрессию лучезапястного сустава
- Эластичная петля для удобства при одевании
- Воздухопроницаемый облегченный материал бандажа обеспечивает максимальный комфорт при использовании
- Подходит для левой и правой руки

#### Эластикалық БІЛЕК БУЫНЫНА АРНАЛҒАН БАНДАЖ

Бандаж білек буынының жарақатында, сіңір созылуында, артриттерде, артроздарда, бурситтерде, синовиттерде және гипс таңбасынан кейінгі айығу кезінде қолданылады. Сонымен қатар шығып кетулерде қолданылады.

- Эластикалық ілмек кию кезінде ыңғайлық үшін
- Бандаждың ауаөткізгіш жеңілдетілген материалы қолдану кезіндегі ыңғайлықты қамтамасыз етеді
- Сол және оң қолға келеді



Арт. No. 8502



Цвет:  
● черный ● бежевый



### БАНДАЖ НА ЛОКТЕВОЙ СУСТАВ эластичный

Бандаж применяют при травмах локтевого сустава, при повреждениях связок, артритах или артрозах, а также в период реабилитации после гипсовой повязки.

- Обеспечивает мягкую фиксацию и компрессию локтевого сустава
- Воздухопроницаемая ткань для комфорта при использовании
- Подходит для правой и левой руки

#### Эластикалық ШЫНТАҚ БУЫНЫНА АРНАЛҒАН БАНДАЖ

Бандаж шынтақ буындарының жарақатында, сіңір созылуында, артриттерде немесе артроздарда және гипс таңбасынан кейінгі жазылу кезінде қолданылады.

- Шынтақ буындарының жұмсақ бекітілуін және компрессиясын қамтамасыз етеді
- Ауаөткізгіш материал қолдану кезіндегі ыңғайлық үшін
- Сол және оң қолға келеді



Арт. No. 8301



### БАНДАЖ НА КОЛЕННЫЙ СУСТАВ эластичный

Бандаж применяют при травмах коленного сустава, при повреждениях связок, артритах или артрозах, а также в период реабилитации после гипсовой повязки.

- Обеспечивает мягкую фиксацию и компрессию коленного сустава
- Воздухопроницаемая ткань для комфорта при использовании
- Подходит для правой и левой ноги

#### Эластикалық ТІZE БУЫНДАРЫНА АРНАЛҒАН БАНДАЖ

Бандаж тізе буындарының жарақатында, сіңір созылуында, артриттерде немесе артроздарда және гипс таңбасынан кейінгі жазылу кезінде қолданылады.

- Тізе буындарының жұмсақ бекітілуін және компрессиясын қамтамасыз етеді
- Ауаөткізгіш материал қолдану кезіндегі ыңғайлық үшін
- Сол және оң аяққа келеді



Арт. No. 6001





**БАНДАЖ ГРЫЖЕВОЙ  
лево- и правосторонний**

Бандаж применяется при паховых и бедренных грыжах с целью предупреждения развития осложнений, а также в послеоперационный период для профилактики рецидива грыжи. Также бандаж используется для предупреждения увеличения грыжи при значительных физических нагрузках, связанных с поднятием тяжестей. Бандаж снабжен двумя съемными пелотами (вставками): лево- и правосторонним, которые переставляется в зависимости от локализации грыжи.

**Сол және оң жақты  
ІШЕК ЖАРАСЫНЫҢ БАНДАЖЫ**

Бандаж құрсақтың және жамбастың ішек жарасында асқынудың алдын алу мақсатында және операциядан кейінгі кезеңде ішек жарасының қайталануының алдын алуда қолданылады. Сонымен қатар бандаж салмақ кетеруге байланысты күш түскен кездегі ішек жарасының үлкеюінің алдын алу мақсатында қолданылады. Бандажда алынып салынатын пелот бар ол грыжаның орналасуына байланысты оң немесе сол жаққа орнатылуы мүмкін.

Арт. No. 5001



**БАНДАЖ  
при пупочной грыже**

Бандаж применяется при пупочных грыжах с целью предупреждения выпадения и защемления грыжевого мешка, а также для предупреждения дальнейшего увеличения размеров грыжи.

- Обеспечение локальной компрессии на участок грыжевого выпячивания
- Съёмный пелот для надежного удерживания грыжи от выпадения
- Дополнительные ребра жесткости, препятствующие скручиванию и сползанию бандажа
- Воздухопроницаемый облегченный материал бандажа обеспечивает максимальный комфорт при использовании

**Кіндіктің ішек жарасында қолданылатын  
БАНДАЖ**

Бандаж кіндіктің ішек жарасында жара қабының түсіп кетуінің немесе қысылуының алдын алу мақсатында және ішек жарасының өлшемдерінің келешекте өсуінің алдын алу үшін қолданылады. Ішек жарасының ісіну аймағына оқшауланған компрессионы қамтамасыз етеді

- Алынып салынатын пелоттар ішек жарасын түсіп қалудан сақтау үшін
- Қосымша қатандық қабырғалары бандаждың айналып кетуіне және түсіп қалуға кедергі болады
- Бандаждың ауаөткізгіш жеңілдетілген материалы қолдану кезіндегі ыңғайлылықты қамтамасыз етеді

Арт. No. 5051



**БАНДАЖ НА ЛУЧЕЗАПЯСТНЫЙ СУСТАВ с  
фиксацией пальца**

Бандаж применяется при травмах лучезапястного сустава или сустава большого пальца кисти, при растяжениях связок, артрозах, артритах, бурситах, синовитах, а также в период реабилитации после гипсовой повязки. Также применяется при привычных вывихах.

**Саусақты бекітіп тұратын  
БІЛЕК БУЫНЫНА АРНАЛҒАН БАНДАЖ**

Бандаж білек буынының немесе бас бармақ буынының жарақатында, сіңір созылуында, артриттерде, артроздарда, бурситтерде, синовиттерде және гипс таңбасынан кейінгі жазылу кезінде қолданылады. Сонымен қатар шығып кетулерде қолданылады.

Арт. No. 8552



**БАНДАЖ ДЛЯ РУКИ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ  
с дополнительной фиксацией**

Бандаж используется при переломе руки, растяжениях связок, а также в послеоперационный период.

- Поддерживает руку и уменьшает давление на шею
- Дополнительный ремень обеспечивает надежную стабилизацию руки
- Воздухопроницаемая ткань обеспечивают комфорт при использовании
- Универсальный, для левой и правой руки



Арт. No. 9905

**Қосымша бекітуі бар  
ҚОЛҒА ҰСТАП ТҰРУҒА АРНАЛҒАН БАНДАЖ**

Бандаж қол сынғанда, сіңір созылғанда және операциядан кейінгі кезеңде қолданылады.

- Қолды ұстап тұрады және мойынға түсетін күшті азайтады
- Қосымша белдік қолды сенімді тұрақтандырады
- Ауа өткізетін мата қолдану кезінде ыңғайлы жағдай жасайды
- Сол және оң қол үшін әмбебап

Цвет:  
 черный  белый




**БАНДАЖ НА ГОЛЕНОСТОПНЫЙ СУСТАВ  
эластичный**

Бандаж применяется при травмах голеностопного сустава, при растяжениях связок, артритах или артрозах, а также в период реабилитации после снятия гипсовой повязки. Также применяется при привычных вывихах.

**Эластикалық  
ТОБЫҚ БУЫНДАРЫНА АРНАЛҒАН БАНДАЖ**

Бандаж тобық буындарының жарақатында, сіңір созылуында, артриттерде немесе артроздарда және гипс таңбасынан кейінгі жазылу кезінде қолданылады. Сонымен қатар шығып кетулерде қолданылады.



Арт. No. 7011

Цвет:  
 черный  бежевый



**БАНДАЖ НА КОЛЕННЫЙ СУСТАВ  
РАЗЪЕМНЫЙ**


Бандаж применяют при травмах коленного сустава, при повреждениях связок, артритах или артрозах, а также в период реабилитации после гипсовой повязки.

- Обеспечивает надежную фиксацию и компрессию коленного сустава
- Уменьшает боль и отек, благодаря согревающему и микромассажному действию
- Разъемный дизайн обеспечивает легкость при одевании бандажа

**АЛМАЛЫ-САЛМАЛЫ ТІЗЕ БУЫНДАРЫНА  
АРНАЛҒАН БАНДАЖ**

Бандаж тізе буындарының жарақатында, сіңір созылуында, артриттерде немесе артроздарда және гипс таңбасынан кейінгі жазылу кезінде қолданылады.

- Тізе буындарының жұмсақ бекітілуін және компрессиасын қамтамасыз етеді
- Қыздыру және ықшамуқалау әрекеті арқасында ауырсынуды және ісінуді азайтады.
- Алмалы-салмалы дизайн бандажды киюдегі ыңғайлылықты қамтамасыз етеді



Арт. No. 6058





Применение: для профилактики и лечения варикозной болезни нижних и верхних конечностей, хронических венозных воспалительных процессов в до- и послеоперационный периоды, предупреждает возникновение тромбоза поверхностных и тромбоза глубоких вен. Наложение бинта для профилактики или лечения травм и заболеваний суставов (артриты, артрозы, слабость связочного аппарата) снимает нагрузку с поврежденного сустава, фиксирует, согревает, снимает отечность, приостанавливая развитие воспалительных процессов.

- Прочный материал бинта сохраняет высокую эластичность и обеспечивает отличную компрессию даже после длительного использования и многократной стирки
- Высокое содержание хлопка обеспечивает комфорт при использовании бинта
- Застежка для удобной и надежной фиксации бинта на конечности



Қолданылуы: жоғарғы және төменгі қол-аяқ мүшелерінің варикозды ауруының алдын алу және емдеу үшін, операцияға дейінгі және операциядан кейінгі кезеңде созылмалы көк тамырлық қабыну үрдістерінде, сыртқы көк тамырлардың тромбозының және теңіз көк тамырлардың тромбозының пайда болуы ескертеді. Буындардың жараларының және ауруының алдын алу және емдеу үшін дәкенің тағылуы (артриттер, артроздар, байланыстырушы аппараттың әлсіздігі) зақымданған буындан түсетін күшті жояды, қабыну үрдістерінің дамуын тежеп, ісінуді бекітеді, жылытады, жояды.

- Дәкенің мықты материалы жоғары эластикалығын сақтайды және ұзақ қолданудан және көп мәрте жуудан кейін өте жақсы компрессионы қамтамасыз етеді
- Мақтаның жоғарғы құрамы дәкені қолдану кезіндегі ыңғайлылықты қамтамасыз етеді
- Ілмек мүшеде дәкені ыңғайлы және сенімді бекіту үшін



Артикул	Длина	Ширина
02x80x1	1 м	8 см
02x80x1,5	1,5 м	8 см
02x80x2	2 м	8 см
02x80x2,5	2,5 м	8 см
02x80x3	3 м	8 см
02x80x3,5	3,5 м	8 см
02x80x4	4 м	8 см
02x80x5	5 м	8 см

Таблицы размеров / Кестелер өлшемі

Наименование измерений / Өлшем атауы	Размеры / Өлшемдер			Максимальные отклонения / Максимальды ауытқулар
	S	M	L	
Высота шеи, см / Мойын биіктігі, см	7,5	9	11	±1,0 см
Обхват шеи, см / Мойын құлашы, см	28-49			±1,0 см

Арт. 1001,1005



Наименование измерений / Өлшем атауы	Размеры / Өлшемдер			Максимальные отклонения / Максимальды ауытқулар
	S	M	L	
Обхват грудной клетки, см / Кеуде құлашы, см	42-50	51-60	61-68	±1,0 см

Арт. 2005



Наименование измерений / Өлшем атауы	Размеры / Өлшемдер					Максимальные отклонения / Максимальды ауытқулар
	S	M	L	XL	XXL	
Обхват груди на уровне пупков, см / Жауырын деңгейіндегі кеуде құлашы, см	64-76	77-89	90-102	103-116	117-130	±1,0 см

Арт. 2009, 2011



Наименование измерений / Өлшем атауы	Размеры / Өлшемдер								Максимальные отклонения / Максимальды ауытқулар
	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL	XXXXL	
Обхват талии, см / Бел құлашы, см	50-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-110	111-120	121-130	±1,0 см

Арт. 3011, 4001



4002  
5051

Наименование измерений / Өлшем атауы	Размеры / Өлшемдер						Максимальные отклонения / Максимальды ауытқулар
	XS	S	M	L	XL	XXL	
Обхват бедер, см / Жамбас құлашы, см	80-88	89-97	98-106	107-115	116-124	125-134	±1,0 см

Арт. 5001



Наименование измерений / Өлшем атауы	Размеры / Өлшемдер					Максимальные отклонения / Максимальды ауытқулар	
	S	M	L	XL	XXL		
Обхват бедер, см / Жамбас құлашы, см	89-97	98-106	107-115	116-124	125-134	135-144	±1,0 см

Арт. 4501



Наименование измерений / Өлшем атауы	Размеры / Өлшемдер				Максимальные отклонения / Максимальды ауытқулар
	S	M	L	XL	
Обхват локтя, см / Шынтақ құлашы, см	23-26	27-31	32-36	37-43	±1,0 см

Арт. 8301



Наименование измерений / Өлшем атауы	Размеры / Өлшемдер		Максимальные отклонения / Максимальды ауытқулар
	S / M	L / XL	
Обхват запястья, см / Білек құлашы, см	14-19	20-27	±1,0 см

Арт. 8502



Наименование измерений / Өлшем атауы	Размеры / Өлшемдер		Максимальные отклонения / Максимальды ауытқулар
	S / M	L / XL	
Обхват запястья, см / Білек құлашы, см	14-19	20-25	±1,0 см

Арт. 8552



Наименование измерений / Өлшем атауы	Размеры / Өлшемдер					Максимальные отклонения / Максимальды ауытқулар
	S	M	L	XL	XXL	
Обхват колена, см / Тізе құлашы, см	28-33	34-39	40-45	46-51	52-57	±1,0 см

Арт. 6001



Наименование измерений / Өлшем атауы	Размеры / Өлшемдер			Максимальные отклонения / Максимальды ауытқулар
	S/M	L/XL	XXL	
Обхват колена, см / Тізе құлашы, см	28-39	40-51	52-57	±1,0 см

Арт. 6058



Наименование измерений / Өлшем атауы	Размеры / Өлшемдер			Максимальные отклонения / Максимальды ауытқулар
	M	L	XL	
Обхват голеностопного сустава под косточками, см / Сүйек астындағы тобық құлашы, см	21-26	27-32	33-38	±1,0 см

Арт. 7011



Наименование измерений / Өлшем атауы	Размеры / Өлшемдер				Максимальные отклонения / Максимальды ауытқулар
	S	M	L	XL	
Длина предплюсны, см / Білек ұзындығы, см	21-27	28-33	34-40	41-47	±1,0 см

Арт. 9905





medtextile-swiss.com



**MedPack Swiss GmbH**  
**SWITZERLAND**

Tramstrasse 16, 9442, Berneck  
Tel +41 71 747 11 95  
Fax +41 71 747 11 91  
info@medpack-group.com  
medpack-group.com



**Производитель:**

ООО «Техномедика», 49130, Украина,  
г. Днепропетровск, ул. Березинская, 24-А  
тел./факс: +38 056 378 99 56  
e-mail: info@med-textile.com

**Представительство в Казахстане:**

ТОО «MedHouse Kazakhstan»/«МедХауз Казахстан»  
Казахстан 010010, г. Астана, ул. Б.Майлина, 4/1, оф. 25,  
тел./факс: +7 7172 36 48 80  
e-mail: office@medhouse.kz