



med[®]
TEXTILE

Каталог продукции
Сентябрь 2015

МЕДИЦИНСКАЯ БАНДАЖНАЯ ПРОДУКЦИЯ

БАНДАЖНАЯ ПРОДУКЦИЯ

О предприятии

Фабрика Technomedica LLC. входит в состав швейцарской торгово-промышленной корпорации MedPack Swiss Group, поэтому качеству производимой продукции уделяется особое внимание.

Специализация фабрики - это производство медицинских товаров для поддержки органов и конечностей тела, восстановления их нормального функционирования и сокращения периода реабилитации, а также ощущение комфорта при активном стиле жизни и занятиях спортом. Фабрика предлагает своим потребителям бандажи для шеи, корректоры осанки, корсеты для поясницы, послеоперационные бандажи, бандажи для брюшной поддержки, бандажи при грыжах, бандажи для поддержки нижних и верхних конечностей, бандажи для беременных женщин, эластичные бинты и множество других изделий.

В ассортиментном портфеле компании есть бандажные изделия не только широко востребованные на рынке, а также имеющие специальные медицинские предназначения. Готовится к выходу целый ряд новых моделей. По рекомендациям ведущих специалистов постоянно совершенствуются уже существующие в производстве бандажи.

Технологическое оснащение вязально-ткацкого цеха - современные автоматические станки широко известной в мире швейцарской компании JACOB MULLER A.G. - предмет гордости производства. Ориентиром является бескомпромиссное качество, поэтому все остальные участки также оснащены самым современным оборудованием от ведущих мировых производителей. Машины и станки обслуживаются опытным персоналом, прошедшим обучение и стажировку в Швейцарии.

Большое количество специальных и универсальных машин создает мощную производственную базу. Благодаря этому производство TM MedTextile® обеспечено собственным сырьем высокого качества и не зависит от поставщиков эластичных и ременных лент, тесьмы и других окантовочных материалов.

Наши преимущества / Сертификация

Передовое оборудование, современные материалы и прогрессивные технологии дают возможность гарантировать высокое качество всего ассортимента. Тщательный подход к организации производственных процессов и строгий трехступенчатый контроль качества позволяют конкурировать с ведущими мировыми лидерами в этой отрасли.

Высокое качество, стильный дизайн, привлекательная упаковка и разумная цена - основные преимущества продукции TM MedTextile®.

На предприятии внедрена «Система менеджмента качества» в соответствии с протоколом международного стандарта ISO 9001:2008, что подтверждено соответствующим международным сертификатом TUV Rheinland.

Также успешно внедрены сертификация ISO 13485:2012+AC:2012 «Система менеджмента качества производителей медицинских устройств» и сертификация соответствия европейским, российским и украинским стандартам - Conformance Europeenne (CE), РоссСтандарт и УкрСЕПРО. Качество продукции подтверждено соответствующими международными сертификатами.



ISO 9001:2008

ISO 13485:2012 + AC:2012



БАНДАЖНАЯ ПРОДУКЦИЯ

Основные материалы

В производстве используются только лучшие, подтвержденные сертификатами качества, материалы от ведущих поставщиков и производителей.




БАНДАЖНАЯ ЛЕНТА



Прочная, эластичная, воздухопроницаемая бандажная лента обеспечивает необходимую степень фиксации и максимальный комфорт во время использования.



АЭРОПРЕН



Аэропрен, или дышащий неопрен, имеет уникальную способность удерживать тепло тела, не препятствуя дыханию кожи. Внутренний слой, прилегающий к коже изготовлен из натурального высококачественного хлопка.



НОРМОФЛЕКС



Трехслойный воздухопроницаемый материал, обладает смягчающими и согревающими свойствами. Внутренний слой, прилегающий к коже изготовлен из натурального высококачественного хлопка.



НАТУРАЛЬНАЯ ОВЕЧЬЯ ШЕРСТЬ



Обеспечивает нормальный теплообмен тела, регулирует влажность, оказывает согревающее действие, осуществляет микромассаж, что приводит к улучшению циркуляции крови и нормализации кровообращения.

Условные обозначения материалов

- | | | | |
|--|---|--|--|
| | ХЛОПКОВАЯ НИТЬ | | НЕОПРЕН ПЕРФОРИРОВАННЫЙ |
| | ПОЛИЭФИР / ПОЛИЭСТЕР | | НЕОПРЕН |
| | ЛАТЕКСНАЯ НИТЬ | | РЕБРА ЖЕСТКОСТИ СТАЛЬНЫЕ МОДЕЛИРУЕМЫЕ |
| | КАПРОН / ПОЛИАМИД / НЕЙЛОН | | РЕБРА ЖЕСТКОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ МОДЕЛИРУЕМЫЕ |
| | ПЕНОПОЛИУРЕТАН | | РЕБРА ЖЕСТКОСТИ ПЛАСТИКОВЫЕ |
| | ВИСКОЗА / СЕТЧАТАЯ ТКАНЬ | | РЕБРА ЖЕСТКОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СПИРАЛЬНЫЕ |
| | КОЖЗАМЕНИТЕЛЬ / ВИНИЛ | | МОНОЦЕНТРИЧЕСКИЙ ШАРНИР (1-ОСЕВОЙ) |
| | ПЕЛОТЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ЭРГОНОМИЧЕСКОЙ ФОРМЫ | | ПОЛИЦЕНТРИЧЕСКИЙ ШАРНИР (2-ОСЕВОЙ) |



БАНДАЖНАЯ ПРОДУКЦИЯ

Бандажи для шеи




Арт. № 1001


БАНДАЖ НА ШЕЙНЫЙ ОТДЕЛ ПОЗВОНОЧНИКА МЯГКОЙ ФИКСАЦИИ

Применение:
Бандаж применяется при всех типах заболеваний шейного отдела позвоночника, при травмах шейных позвонков и мягких тканей шеи, травмах от внезапного или резкого движения головы и шеи, в послеоперационный период.

- Ограничивает движения в шейном отделе позвоночника, уменьшая болевые синдромы
- Поддерживает шейные позвонки в правильном положении
- Обеспечивает согревающее и мягкое массажное действие, способствует скорейшему выздоровлению
- Поролон обеспечивает мягкость и комфорт при использовании
- Застежка-липучка гарантирует наилучшее прилегание бандажа к шее



| Наименование измерений | Размеры | | | Макс. отклонение | Цвет |
|------------------------|---------|----|-----|------------------|---------|
| | I | II | III | | |
| Высота шеи, см | 7,5 | 9 | 11 | ± 1,0 см | бежевый |
| Обхват шеи, см | 28-49 | | | ± 1,0 см | |



Арт. № 1005

БАНДАЖ НА ШЕЙНЫЙ ОТДЕЛ ПОЗВОНОЧНИКА МЯГКОЙ ФИКСАЦИИ С ЖЕСТКОЙ ВСТАВКОЙ

Применение:
Бандаж применяется при всех типах заболеваний шейного отдела позвоночника, при травмах шейных позвонков и мягких тканей шеи, травмах от внезапного или резкого движения головы и шеи, в послеоперационный период.

- Ограничивает движения в шейном отделе позвоночника, уменьшая болевые синдромы
- Поддерживает шейные позвонки в правильном положении
- Обеспечивает согревающее и мягкое массажное действие, способствует скорейшему выздоровлению
- Жесткая панель обеспечивает дополнительную фиксацию шеи и может быть снята, при необходимости постепенно увеличивать амплитуду движений шеи
- Поролон обеспечивает мягкость и комфорт при использовании
- Застежка-липучка гарантирует наилучшее прилегание бандажа к шее



| Наименование измерений | Размеры | | | Макс. отклонение | Цвет |
|------------------------|---------|----|-----|------------------|---------|
| | I | II | III | | |
| Высота шеи, см | 7,5 | 9 | 11 | ± 1,0 см | бежевый |
| Обхват шеи, см | 28-49 | | | ± 1,0 см | |

Реклинаторы / Корректоры осанки



Арт. № 2005


РЕКЛИНАТОР (КОРРЕКТОР ОСАНКИ) ДЕТСКИЙ

Применение:
Реклинатор (корректор осанки) обеспечивает формирование правильной осанки у детей и подростков, уменьшает боли в верхнем отделе спины, вызванные сколиозом, кифозом, кифосколиозом или артритом, предотвращает деформации позвоночника, формирует привычку держать спину прямо, помогает избежать многих заболеваний, связанных с неправильной осанкой (нарушения дыхательной, сердечно-сосудистой, пищеварительной и других систем). Правильно надетый корректор отводит плечи назад, расправляет грудную клетку и выпрямляет позвоночник. Способствует поддержке шейных позвонков в правильном положении.

- Корректирует неправильную осанку и предупреждает сутулость
- Дополнительные съемные металлические ребра жесткости помогают выровнять спину и обеспечить правильную осанку. Ребра при необходимости можно моделировать в зависимости от требуемой степени фиксации.
- Широкие ремни реклинатора мягко распределяют давление на плечи
- Эластичные ремни комфортно располагаются вокруг туловища, удерживая изделие в правильном положении.



| Наименование измерений | Размеры | | | Макс. отклонение | Цвет |
|---------------------------|---------|-------|-------|------------------|---------|
| | S | M | L | | |
| Обхват грудной клетки, см | 42-50 | 51-60 | 61-68 | ± 1,0 см | бежевый |



Арт. № 2011

КОРРЕКТОР ОСАНКИ С РЕБРАМИ ЖЕСТКОСТИ ЭЛАСТИЧНЫЙ

Применение:
Корректор осанки с ребрами жесткости корректирует неправильную осанку, уменьшает боли в верхнем отделе спины, вызванные кифозом, сколиозом, остеопорозом или артритом, предотвращает деформации позвоночника. Применяется в период реабилитации после операций и травм грудного отдела позвоночника. Эластичные ремни удерживают плечи в правильном положении. Стальные ребра жесткости улучшают осанку и помогают удерживать позвоночник прямо.


- Два ребра жесткости из стали помогают выровнять спину и обеспечить правильную осанку
- Широкие ремни корректора мягко распределяют давление на плечи
- Эластичные ремни комфортно располагаются вокруг туловища



| Наименование измерений | Размеры | | | | | Макс. отклонение | Цвет |
|------------------------------------|---------|-------|--------|---------|---------|------------------|---------|
| | S | M | L | XL | XXL | | |
| Обхват груди на уровне лопаток, см | 64-76 | 77-89 | 90-102 | 103-116 | 117-130 | ± 1,0 см | бежевый |

БАНДАЖНАЯ ПРОДУКЦИЯ

Корректоры осанки



Арт. №. 2013


КОРРЕКТОР ОСАНКИ ЛЕГКОЙ ФИКСАЦИИ ЭЛАСТИЧНЫЙ

Применение:
Изделие предназначено для профилактики и для лечения нарушений осанки (сутулость) и искривлений грудного отдела позвоночника (кифоз, сколиоз I степени), для реабилитации на поздних сроках после травм грудного отдела позвоночника, а также на начальных стадиях остеохондроза грудного отдела позвоночника, юношеских остеохондропатиях позвоночника (болезнь Шюермана-May) с болевым синдромом, дегенеративных заболеваний грудного отдела позвоночника, спондилпатиях. Рекомендовано применение корректора для закрепления эффектов, достигнутых после процедур массажа и/или мануальной терапии.

- Простота надевания и использования изделия сочетается с высокой терапевтической эффективностью
- Время ношения может достигать 8-10 часов в день
- Легко подгоняется под конкретного пользователя
- Продольная растяжимость лямок обеспечивает низкую вероятность скручивания эластичных лент и длительный срок службы изделия
- Изделие при ношении не заметно под верхней одеждой



Бандажная лента



| Наименование измерений | Размеры | | Макс. отклонение | Цвет |
|------------------------------------|---------|--------|------------------|---------|
| | XS/S | M/L | | |
| Обхват груди на уровне лопаток, см | 66-83 | 84-101 | ± 1,0 см | бежевый |



Арт. №. 2024


РЕКЛИНАТОР КЛЮЧИЧНЫЙ УСИЛЕННОЙ ФИКСАЦИИ

Применение:
Корректор осанки обеспечивает формирование правильной осанки, уменьшает боль в верхнем отделе спины. Предупреждает сутулость. Треугольная форма корректора мягко распределяет давление на плечи. Для фиксации снабжен застежкой "липучка".
Характеристики:

- Эффективное средство для исправления неправильной осанки, сутулости
- Может применяться при переломах ключицы, при образовании костного мозоля
- Фиксирует ключицу в правильном положении для скорейшего выздоровления
- Степень фиксации - регулируемая от мягкой до сильной, по желанию
- Широкие ремни корректора мягко распределяют давление на плечи



Нормофлекс



| Наименование измерений | Размеры | | | | | Макс. отклонение | Цвет |
|------------------------------------|---------|-------|--------|---------|---------|------------------|---------|
| | S | M | L | XL | XXL | | |
| Обхват груди на уровне лопаток, см | 64-76 | 77-89 | 90-102 | 103-116 | 117-130 | ± 1,0 см | бежевый |

Корректоры осанки / Бандажи для поясницы



Арт. №. 2035

КОРРЕКТОР ОСАНКИ С РЕБРАМИ ЖЕСТКОСТИ

Применение:
Корректор осанки помогает ограничить объем движений в поясничном и грудном отделе позвоночника, обеспечивает формирование правильной осанки, уменьшает боль в верхнем и нижнем отделе спины. Предупреждает сутулость и восстанавливает физиологически правильное положение плечевого пояса.


- Рекомендуется при болях в спине, вызванных радикулитом, остеохондрозом, смещениями и грыжами межпозвоночных дисков, при искривлении позвоночника
- Два съемных металлических ребра жесткости обеспечивают надежную поддержку в грудном и поясничном отделах спины
- Широкие ремни корсета мягко распределяют давление на плечи
- Дополнительные ремни обеспечивают нужный уровень компрессии поясницы
- Воздухопроницаемый облегченный материал корсета обеспечивает максимальный комфорт при использовании




Рёбра жесткости металлические моделируемые



Бандажная лента



Нормофлекс



| Наименование измерений | Размеры | | | Макс. отклонение | Цвет |
|------------------------------------|---------|--------|---------|------------------|---------|
| | S/M | L/XL | XXL | | |
| Обхват груди на уровне лопаток, см | 64-89 | 90-116 | 117-130 | ± 1,0 см | бежевый |



Арт. №. 3001

КОРСЕТ ГРУДО-ПОЯСНИЧНЫЙ

Применение:
Корсет помогает ограничить объем движений в поясничном и грудном отделе позвоночника, обеспечивает формирование правильной осанки, уменьшает боль в верхнем и нижнем отделе спины. Предупреждает сутулость. Дополнительные съемные металлические пластины жесткости помогают фиксировать и выровнять спину, обеспечить правильную осанку и надежную поддержку в грудном и поясничном отделах спины.

- Два съемных металлических ребра жесткости обеспечивают надежную поддержку в грудном и поясничном отделах спины
- Широкие ремни корсета мягко распределяют давление на плечи
- Дополнительные ремни обеспечивают необходимый уровень компрессии поясницы
- Воздухопроницаемый облегченный материал корсета обеспечивает максимальный комфорт при использовании



Рёбра жесткости металлические моделируемые




Бандажная лента



| Наименование измерений | Размеры | | | | Макс. отклонение | Цвет |
|------------------------|---------|-------|--------|------------|------------------|---------|
| | XS/S | M/L | XL/XXL | XXXL/XXXXL | | |
| Обхват талии, см | 50-70 | 71-90 | 91-110 | 111-130 | ± 1,0 см | бежевый |

БАНДАЖНАЯ ПРОДУКЦИЯ

Бандажи для поясницы




Арт. №. 3011


КОРСЕТ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ (С 4 РЕБРАМИ ЖЕСТКОСТИ) ЭЛАСТИЧНЫЙ

Применение:
При остеохондрозе, радикулите, смещениях и грыжах межпозвоночных дисков, ущемлениях нервов, травмах, хронических болях в пояснично-крестцовом отделе позвоночника. Благодаря 4 ребрам жесткости корсет обеспечивает надежную поддержку поясницы, расслабление мышц спины и нормализацию кровообращения.

- 4 съемных стальных ребра жесткости обеспечивают надежную поддержку и фиксацию в пояснично-крестцовом отделе позвоночника
- Дополнительные эластичные ремни комфортно располагаются вокруг талии и обеспечивают необходимый уровень компрессии поясницы
- Комплектуется съемной подушечкой под изгиб поясницы для отличного прилегания к телу
- Корсет хорошо моделирует контуры тела и незаметен под одеждой
- Бандаж рекомендовано надевать в положении "лежа"



| Наименование измерений | Размеры | | | | | | | | Макс. отклонение | Цвет |
|------------------------|---------|-------|-------|-------|--------|---------|---------|---------|------------------|---------|
| | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL | | |
| Обхват талии, см | 50-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 121-130 | ± 1,0 см | бежевый |



Арт. №. 3027

КОРСЕТ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ОБЛЕГЧЕННЫЙ (ПОЯСНИЧНЫЙ) 20СМ

Применение:
Применяется для лечения и профилактики остеохондроза, радикулита, ревматизма, люмбаго, при протрузиях и на начальных стадиях грыж межпозвоночных дисков, травмах, хронических болях в пояснично-крестцовом отделе позвоночника. Может использоваться на поздних этапах реабилитации после травм и операций, которые проводились в пояснично-крестцовом отделе позвоночника.

- Воздухопроницаемый легкий материал корсета (сетка) обеспечивает максимальный комфорт при использовании
- Два ребра жесткости снимают нагрузку со структурных элементов позвоночника и мышц поясницы
- Два дополнительных эластичных ремня позволяют индивидуально регулировать степень фиксации



| Наименование измерений | Размеры | | | Макс. отклонение | Цвет |
|------------------------|---------|--------|----------|------------------|---------|
| | S/M | L/XL | XXL/XXXL | | |
| Обхват талии, см | 60-83 | 84-109 | 110-135 | ± 1,0 см | бежевый |

Бандажи для поясницы



Арт. №. 3028

КОРСЕТ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ОБЛЕГЧЕННЫЙ (ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВЫЙ) 25СМ

Применение:
Применяется для лечения и профилактики остеохондроза, радикулита, ревматизма, люмбаго, ишиалгий, при протрузиях, крупных (более 10 мм) и множественных грыжах межпозвоночных дисков (на уровнях от Th10 до L5), травмах, хронических болях в пояснично-крестцовом отделе позвоночника. Обеспечивает ортопедический режим на средних и поздних сроках реабилитации после травм поясничного отдела позвоночника. Может использоваться при восстановлении после операций на пояснично-крестцовом отделе позвоночника.

- Воздухопроницаемый легкий материал корсета (сетка) обеспечивает максимальный комфорт при использовании
- Четыре ребра жесткости эффективно снимают нагрузку со структурных элементов позвоночника и мышц поясницы
- Два дополнительных эластичных ремня позволяют индивидуально регулировать степень фиксации



| Наименование измерений | Размеры | | | Макс. отклонение | Цвет |
|------------------------|---------|--------|----------|------------------|---------|
| | S/M | L/XL | XXL/XXXL | | |
| Обхват талии, см | 60-83 | 84-109 | 110-135 | ± 1,0 см | бежевый |



Арт. №. 3051

КОРСЕТ ПРОТИВОРАДИКУЛИТНЫЙ СОГРЕВАЮЩИЙ

Применение:
Предназначен для фиксации и разгрузки поясничного отдела позвоночника с одновременным прогреванием при хронических болях в пояснично-крестцовом отделе позвоночника, радикулите, ревматизме, неврите и других заболеваниях поясничной области. Обладает тепловым и поддерживающим эффектом. В состав входит натуральная овечья шерсть, обладающая терапевтическим действием.

- Заболеваний опорно-двигательного аппарата (радикулит, остеохондроз, ишиас)
- Заболеваний мочеполовой системы (мочекаменная болезнь, нефрит, простатит, воспаление придатков)



| Наименование измерений | Размеры | | | | Макс. отклонение | Цвет |
|------------------------|---------|-------|--------|------------|------------------|---------|
| | XS/S | M/L | XL/XXL | XXXL/XXXXL | | |
| Обхват талии, см | 50-70 | 71-90 | 91-110 | 111-130 | ± 1,0 см | бежевый |

БАНДАЖНАЯ ПРОДУКЦИЯ

Бандажи для поясницы



Арт. №. 4001


БАНДАЖ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ (С 3 РЕБРАМИ ЖЕСТКОСТИ)

Применение:
при остеохондрозе, радикулите, смещениях и грыжах межпозвоночных дисков, защемлениях нервов, травмах, хронических болях в пояснично-крестцовом отделе позвоночника. Благодаря 3 ребрам жесткости бандаж обеспечивает надежную поддержку поясницы, расслабление мышц спины и нормализацию кровообращения. Также бандаж может использоваться после родов и после операций на брюшной стенке. Бандаж поддерживает мышцы живота, обеспечивает умеренную компрессию передней брюшной стенки и предотвращает расхождение послеоперационных швов.

- 3 съемных стальных ребра жесткости обеспечивают надежную поддержку и фиксацию в пояснично-крестцовом отделе позвоночника
- Уменьшение боли и профилактика травм поясницы
- Обеспечивает поддержку мышц живота в послеоперационном или послеродовом периоде
- Предупреждает расхождение послеоперационных швов и возникновение послеоперационных грыж живота



| Наименование измерений | Размеры | | | | | | | | Макс. отклонение | Цвет |
|------------------------|---------|-------|-------|-------|--------|---------|---------|---------|------------------|------|
| | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL | | |
| Обхват талии, см | 50-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 121-130 | ± 1,0 см | беж. |



Арт. №. 4002

БАНДАЖ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ

Применение:
Бандаж используется для восстановления мышечного тонуса после родов и после операций, предотвращает расхождение послеоперационных швов. Бандаж поддерживает мышцы живота, обеспечивает умеренную компрессию и уменьшает отвисание живота.

- Поддержка мышц живота в послеоперационном или послеродовом периоде.
- Предупреждает расхождение послеоперационных швов и возникновение послеоперационных грыж живота.
- Воздухопроницаемый облегченный материал бандажа обеспечивает максимальный комфорт при использовании.
- Хорошо моделирует контуры тела и незаметен под одеждой.



| Наименование измерений | Размеры | | | | | | | | Макс. отклонение | Цвет |
|------------------------|---------|-------|-------|-------|--------|---------|---------|---------|------------------|---------|
| | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL | | |
| Обхват талии, см | 50-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 121-130 | ± 1,0 см | бежевый |

Бандажи для поясницы / Бандажи для беременных



Арт. №. 4045

БАНДАЖ ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ СОГРЕВАЮЩИЙ

Применение:
Для обеспечения компрессии и мягкой фиксации поясницы. Уменьшает боль, благодаря согревающему и микромассажному действию. Может применяться для похудения, уменьшения толщины подкожной жировой клетчатки в области живота, при занятиях спортом и гимнастикой. Для фиксации бандаж снабжен застежкой "липучка" и оригинальным петельным покрытием.

- Оказывает согревающее и микромассажное действие.
- Обеспечивает мягкую фиксацию и компрессию поясницы.
- Воздухопроницаемый неопрен (аэропрен) обладает свойством задерживать тепло тела, не препятствуя дыханию кожи.
- Хорошо моделирует контуры тела.



| Наименование измерений | Размеры | | | | Макс. отклонение | Цвет |
|------------------------|---------|-------|--------|------------|------------------|-------------|
| | XS/S | M/L | XL/XXL | XXXL/XXXXL | | |
| Обхват талии, см | 50-70 | 71-90 | 91-110 | 111-130 | ± 1,0 см | беж. черный |



Арт. №. 4504

БАНДАЖ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ (ОБЛЕГЧЕННЫЙ)

Применение:
Бандаж дородовый для беременных предназначен для фиксации органов брюшной полости и малого таза в выгодном физиологическом положении, осуществляет поддержку живота, способствует нормализации положения плода, снижает нагрузку на поясничный отдел, уменьшает дискомфорт и боли в спине. Ношение бандажа способствует снижению риска развития гипертонуса матки, предупреждает излишнее растяжение кожи живота и появлению «растяжек».

- Воздухопроницаемый легкий материал бандажа (сетка) обеспечивает максимальный комфорт при использовании
- Бандаж усилен двумя ребрами жесткости в области поясницы, которые снимают напряжение с поясничных мышц
- Оснащен застежкой и двумя эластичными ремнями, позволяющими индивидуально отрегулировать степень поддержки



| Наименование измерений | Размеры | | | | | | Макс. отклонение | Цвет |
|------------------------|---------|-------|--------|---------|---------|---------|------------------|---------|
| | XS | S | M | L | XL | XXL | | |
| Обхват бедер, см | 80-88 | 89-97 | 98-106 | 107-115 | 116-124 | 125-134 | ± 1,0 см | бежевый |

БАНДАЖНАЯ ПРОДУКЦИЯ

Бандажи для беременных / для поддержки живота



Арт. №. 4505

БАНДАЖ ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ ЭЛАСТИЧНЫЙ


Применение:
Бандаж используется в период беременности для уменьшения болей в поясничном отделе позвоночника и бедрах. Мягко поддерживая живот, бандаж обеспечивает оптимальные условия для правильного положения плода. Благодаря двум съемным пластинам жесткости эффективно снимает напряжение в нижней части спины и поддерживает живот во время беременности. Также бандаж может использоваться после родов для восстановления тонуса мышц живота. Воздухопроницаемый эластичный материал, из которого изготовлен бандаж обеспечивает комфорт при использовании в любое время года.

- Снимает боли в области поясницы и бедер
- Предотвращает появление растяжек на животе
- Позволяет сохранять правильную осанку и продолжать активный образ жизни в период беременности
- Незаметен под одеждой



| Наименование измерений | Размеры | | | | | | Макс. отклонение | Цвет |
|------------------------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|------------------|---------|
| | S | M | L | XL | XXL | XXXL | | |
| Обхват бедер, см | 89-97 | 98-106 | 107-115 | 116-124 | 125-134 | 135-144 | ± 1,0 см | бежевый |

Бандажи согревающие / Бандажи при грыже



Арт. №. 7229

ШОРТЫ СОГРЕВАЮЩИЕ

Применение:
Шорты предназначены для наружной фиксации и дозированной компрессии мышц в области бедер и ягодиц, улучшают кровоснабжение, стимулируют обменные процессы в подлежащих тканях, коже, подкожной жировой клетчатке в области живота и бедер. Профилактика и лечение патологически расширенных подкожных капилляров, а также целлюлита. Может применяться в комплексной терапии снижения веса, уменьшения толщины подкожной жировой клетчатки в области бедер, ягодиц, живота.

- Неопрен сохраняет тепло, оказывает согревающее и микромассажное действие
- Создает локальный «эффект сауны»
- При занятиях спортом хорошо способствуют активной работе мышц за счет эластичности и сопротивления материала
- Хорошо моделирует контуры тела



| Наименование измерений | Размеры | | | | Макс. отклонение | Цвет |
|------------------------|---------|--------|---------|---------|------------------|-------------|
| | S | M | L | XL | | |
| Обхват бедер, см | 89-97 | 98-106 | 107-115 | 116-124 | ± 1,0 см | черно-синий |




Арт. №. 4011

БАНДАЖ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Применение:
Бандаж для восстановления мышечного тонуса после родов и после операций, предотвращает разногласия послеоперационных швов. Поддерживает мышцы живота, обеспечивает умеренную компрессию и уменьшает отвисание живота.

- Благодаря плотной передней стенке обеспечивает надежную фиксацию и поддержку передней брюшной стенки после операции на брюшной полости и после родов
- Способствует формированию прочного послеоперационного рубца и предупреждает возникновение послеоперационных грыж живота
- Бандаж можно применять как согревающий для спины (в случае надевания застежкой назад)



| Наименование измерений | Размеры | | | | Макс. отклонение | Цвет |
|------------------------|---------|-------|--------|------------|------------------|---------|
| | XS/S | M/L | XL/XXL | XXXL/XXXXL | | |
| Обхват талии, см | 50-70 | 71-90 | 91-110 | 111-130 | ± 1,0 см | бежевый |



Арт. №. 5001

БАНДАЖ ГРЫЖЕВОЙ ЛЕВО- И ПРАВОСТОРОННИЙ

Применение:
Бандаж применяется при паховых и бедренных грыжах с целью профилактики развития осложнений грыжи, а также в послеоперационный период для профилактики рецидива грыжи. Также бандажи используются для предотвращения дальнейшего увеличения размеров грыжи при физических нагрузках, связанных с поднятием веса.

- Профилактика развития осложнений при паховой и бедренной грыжах при значительных физических нагрузках связанных с поднятием веса
- Обеспечение локальной компрессии на участок грыжевого выпячивания
- Эффективная профилактика рецидивов грыжи в послеоперационный период
- Регулирование степени компрессии с помощью ремней



| Наименование измерений | Размеры | | | Макс. отклонение | Цвет |
|------------------------|---------|--------|---------|------------------|---------|
| | XS/S | M/L | XL/XXL | | |
| Обхват бедер, см | 78-95 | 96-116 | 117-134 | ± 1,0 см | бежевый |

БАНДАЖНАЯ ПРОДУКЦИЯ

Бандажи при грыже



Арт. №. 5011

БАНДАЖ ГРЫЖЕВОЙ УНИФИЦИРОВАННЫЙ

Применение:
Бандаж применяется при паховых и бедренных грыжах с целью профилактики развития осложнений, а также в послеоперационный период для профилактики рецидива грыжи. Бандаж имеет 2 съёмных пелота, которые можно ставить в лево- или правостороннее положение в зависимости от локализации грыжи. Бандаж изготовлен из эластичного пояса и имеет дополнительные ремни, которые позволяют регулировать степень компрессии пелота на участок грыжи.

- Профилактика развития осложнений при паховой и бедренной грыжах при значительных физических нагрузках связанных с поднятием веса.
- Обеспечение локальной компрессии на участок грыжевого выпячивания.
- Эффективная профилактика рецидивов грыжи в послеоперационный период.
- Бандаж рекомендовано надевать в положении "лежа" только на вправленную грыжу.



| Наименование измерений | Размеры | | | Макс. отклонение | Цвет |
|------------------------|---------|--------|---------|------------------|---------|
| | XS/S | M/L | XL/XXL | | |
| Обхват бедер, см | 80-97 | 98-115 | 116-134 | ± 1,0 см | бежевый |




Арт. №. 5051

БАНДАЖ ПРИ ПУПОЧНОЙ ГРЫЖЕ

Применение:
Бандаж применяется при пупочных грыжах с целью предупреждения выпадения и ущемления грыжевого мешка, а также для предупреждения дальнейшего увеличения размеров грыжи.

- Съёмный пелот для надежного удерживания грыжи от выпадения
- Эффективная профилактика ущемления грыжи
- Поддержка мышц живота в области грыжи и препятствование дальнейшему увеличению размеров грыжи
- Бандаж рекомендовано надевать в положении "лежа" только на вправленную грыжу



| Наименование измерений | Размеры | | | | Макс. отклонение | Цвет |
|------------------------|---------|-------|--------|------------|------------------|---------|
| | XS/S | M/L | XL/XXL | XXXL/XXXXL | | |
| Обхват талии, см | 50-70 | 71-90 | 91-110 | 111-130 | ± 1,0 см | бежевый |

Бандажи для нижних конечностей



Арт. №. 6002


БАНДАЖ НА КОЛЕННЫЙ СУСТАВ ЭЛАСТИЧНЫЙ

Применение:
Бандаж применяют при травмах коленного сустава, при повреждениях связок, артритах или артрозах, а также в период реабилитации после гипсовой повязки. Также бандаж применяют для профилактики травм во время занятий спортом.

- Обеспечивает мягкую фиксацию и компрессию коленного сустава
- Воздухопроницаемая ткань для комфорта при использовании
- Подходит для правой и левой ноги



| Наименование измерений | Размеры | | | | | Макс. отклонение | Цвет |
|------------------------|---------|-------|-------|-------|-------|------------------|---------|
| | S | M | L | XL | XXL | | |
| Обхват колена, см | 28-33 | 34-39 | 40-45 | 46-51 | 52-57 | ± 1,0 см | бежевый |



Арт. №. 6035

БАНДАЖ НА КОЛЕННЫЙ СУСТАВ РЕГУЛИРУЕМЫЙ

Применение:
Воспалительные и дегенеративные заболевания коленного сустава (артриты, синовиты, периартикулярные отеки, бурситы и артрозы в начальной стадии), если не противопоказано согревание сустава; профилактика травм коленного сустава и коленной чашечки (надколенника) при занятиях спортом и физическим трудом; хроническая нестабильность (привычный подвывих) надколенника; ушибы, растяжения связок коленного сустава в подостром периоде; а также в период средне- и позднесрочной реабилитации после снятия гипсовой повязки.

- Воздухопроницаемый неопрен (аэропрен) обладает уникальным свойством сохранять тепло, не препятствуя дыханию кожи
- Разъемный дизайн обеспечивает легкость при надевании бандажа
- Изделие максимально удобно надевать при наличии отека и выраженной деформации сустава
- Отверстие и упругий валик-кольцо ограничивают подвижность коленной чашечки
- Подходит для левой и правой ноги



| Наименование измерений | Размер | Макс. отклонение | Цвет |
|------------------------|--------|------------------|--------|
| | S/L | | |
| Обхват колена, см | 34-46 | ± 1,0 см | черный |

БАНДАЖНАЯ ПРОДУКЦИЯ

Бандажи для нижних конечностей




Арт. №. 6037

БАНДАЖ НА КОЛЕННЫЙ СУСТАВ ФИКСИРУЮЩИЙ

Применение:
Воспалительные и дегенеративные заболевания коленного сустава (артриты, синовиты, периартикулярные отеки, бурситы и артрозы в начальной стадии), если не противопоказано согревание сустава; профилактика травм коленного сустава и коленной чашечки (надколенника) при занятиях спортом и физическим трудом; хроническая нестабильность (привычный подвывих) надколенника; ушибы, растяжения связок коленного сустава в подостром периоде; а также в период средне- и позднесрочной реабилитации после снятия гипсовой повязки.

- Разъемный дизайн обеспечивает легкость при надевании бандажа
- Изделие максимально удобно надевать при наличии отека и выраженной деформации сустава
- Отверстие и упругий валик-кольцо ограничивают подвижность коленной чашечки
- Подходит для левой и правой ноги



| Наименование измерений | Размер | Макс. отклонение | Цвет |
|------------------------|--------|------------------|--------|
| | S/XL | | |
| Обхват колена, см | 34-50 | ± 1,0 см | черный |




Арт. №. 6053

БАНДАЖ НА КОЛЕННЫЙ СУСТАВ С ПАТЕЛЛЯРНЫМ ПЕЛОТОМ

Применение:
Бандаж применяют при травмах коленного сустава, при растяжениях связок, артритах или артрозах, а также в период реабилитации после гипсовой повязки. Также бандаж применяют для профилактики вывихов и травм во время занятий спортом.

- Разъемная конструкция наколенника эффективна при ограниченной подвижности сустава, отека сустава и при повышенной массе тела
- Уменьшает боль благодаря согревающему и микромассажному действию дышащего неопрена (аеропрена)
- Отверстие и упругий валик-кольцо (пелот) ограничивают подвижность и защищают коленную чашечку
- Подходит для левой и правой ноги



| Наименование измерений | Размер | Макс. отклонение | Цвет |
|------------------------|--------|------------------|---------|
| | XS/XL | | |
| Обхват колена, см | 28-45 | ± 1,0 см | бежевый |

Бандажи для нижних конечностей




Арт. №. 6058

БАНДАЖ НА КОЛЕННЫЙ СУСТАВ РАЗЪЕМНЫЙ

Применение:
Для обеспечения мягкой фиксации и компрессии коленного сустава. Применяется при травмах и растяжениях связок. Также применяется для профилактики привычных вывихов или травм во время занятий спортом.

- Обеспечение мягкой, но надежной фиксации и компрессии коленного сустава
- Уменьшает боль благодаря согревающему и микромассажному действию
- Разъемный дизайн обеспечивает легкость при одевании. Для фиксации бандаж снабжен застежкой "липучка"
- Два ребра жесткости и фиксирующие ремни обеспечивают дополнительную стабилизацию сустава
- Отверстие и упругий валик-кольцо ограничивают подвижность и защищают коленную чашечку
- Подходит для правой и левой ноги



| Наименование измерений | Размеры | | | Макс. отклонение | Цвет |
|------------------------|---------|-------|-------|------------------|------|
| | S/M | L/XL | XXL | | |
| Обхват колена, см | 28-39 | 40-51 | 52-57 | ± 1,0 см | |




Арт. №. 6112

БАНДАЖ НА КОЛЕННЫЙ СУСТАВ С РЕБРАМИ ЖЕСТКОСТИ С УСИЛЕННОЙ ФИКСАЦИЕЙ (ТУТОР)

Применение: Коленный тьютор обеспечивает жесткую фиксацию сустава с захватом нижней трети бедра и верхней трети голени, что исключает осуществимость движений в колене. Применяется при артрозе, с явлениями артрита в том числе ревматоидного и подагрического, профилактика патологической установки нижней конечности при умеренном вальгусном или варусном отклонении голени. Используется в роли шины при транспортной иммобилизации, при наличии аллергии на гипс, при травмах капсульно-связочного аппарата коленного сустава разнообразной степени тяжести, при переломах без смещения межмыщелкового возвышения большеберцовой кости, в период ранней реабилитации после гипсовой иммобилизации при переломах мыщелков большеберцовой и бедренной костей, межмыщелкового возвышения большеберцовой кости, при умеренно выраженной нестабильности коленного сустава, в том числе паралитического происхождения.

- Быстрота и удобство при надевании, легкость доступа к проблемному участку
- Можно регулировать внутренний объем
- Является иммобилизационной шиной, имеет очевидные преимущества по сравнению с гипсовой лангетой: быстрота и удобство при надевании, легкость доступа к проблемному участку
- Три металлических ребра жесткости надежно фиксируют коленный сустав. Ребра при необходимости можно моделировать
- Ремни с застежками - «липучка» обеспечивают плотное прилегание изделия к ноге пациента
- Мягкий внутренний слой обеспечивает комфорт при использовании
- Подходит для левой и правой ноги



| Наименование измерений | Размеры | | | Макс. отклонение | Цвет |
|------------------------|---------|-------|--------|------------------|---------|
| | S | M/L | XL/XXL | | |
| Высота изделия, см | 40 | 50 | 60 | ± 1,0 см | |
| Обхват колена, см | 28-45 | 34-57 | | ± 1,0 см | бежевый |

БАНДАЖНАЯ ПРОДУКЦИЯ

Бандажи для нижних конечностей



Арт. №. 7001

БАНДАЖ НА ГОЛЕНОСТОПНЫЙ СУСТАВ С РЕБРАМИ ЖЕСТКОСТИ (СОГРЕВАЮЩИЙ)

Применение:
Для обеспечения компрессии и умеренной фиксации голеностопного сустава. Применяется при травмах сустава, артрозах, артритах, повреждениях связок, а также в период реабилитации после гипсовой повязки. Также применяется для профилактики привычных вывихов или травм во время занятий спортом.

- Обеспечение умеренной фиксации и компрессии голеностопного сустава
- Удобно одевать и снимать для ежедневного использования
- Уменьшает боль благодаря согревающему и микромассажному действию
- Четыре ребра жесткости обеспечивают дополнительную стабилизацию сустава
- Подходит для правой и левой ноги



| Наименование измерений | Размеры | | | | Макс. отклонение | Цвет |
|------------------------|---------|-------|-------|-------|------------------|---------|
| | S | M | L | XL | | |
| Shoe size | 35-37 | 38-40 | 41-43 | 44-46 | ± 0,5 | бежевый |




Арт. №. 7010

БАНДАЖ НА ГОЛЕНОСТОПНЫЙ СУСТАВ РЕГУЛИРУЕМЫЙ

Применение:
Болевые синдромы при травмах и заболеваниях голеностопного сустава; ограничение движения при травмах, ушибах и растяжениях связок голеностопного сустава; хронические воспаления сухожилий после травм и операций; позднесрочная реабилитация после операций на суставе и в пяточной области; профилактика растяжений и воспалительных заболеваний сустава при занятиях спортом.

- Воздухопроницаемый неопрен (аэропрен) обладает уникальным свойством задерживать тепло тела, не препятствуя дыханию кожи
- Разъемный дизайн обеспечивает легкость при надевании бандажа
- Застежки-липучки позволяют регулировать степень фиксации сустава
- Подходит для левой и правой ноги



| Наименование измерений | Размер | Макс. отклонение | Цвет |
|---|--------|------------------|--------|
| | S/L | | |
| Обхват голеностопного сустава под косточкой, см | 16-31 | ± 1,0 см | черный |




Арт. №. 7021

БАНДАЖ НА ГОЛЕНОСТОПНЫЙ СУСТАВ ЭЛАСТИЧНЫЙ (АЭРОПРЕНОВЫЙ)

Применение:
Для обеспечения компрессии и умеренной фиксации голеностопного сустава. Применяется при травмах сустава, артрозах, артритах, повреждениях связок, а также в период реабилитации после гипсовой повязки. Также применяется для профилактики привычных вывихов или травм во время занятий спортом.

- Обеспечивает компрессию и умеренную фиксацию голеностопного сустава
- Анатомическая форма с открытой пяткой более удобна для ежедневного использования
- Уменьшает боль благодаря согревающему и микромассажному действию
- Пластиковые фиксаторы обеспечивают дополнительную стабилизацию сустава
- Подходит для правой и левой ноги



| Наименование измерений | Размеры | | | | Макс. отклонение | Цвет |
|---|---------|-------|-------|-------|------------------|---------|
| | S | M | L | XL | | |
| Обхват голеностопного сустава под косточкой, см | 15-20 | 21-26 | 27-32 | 33-38 | ± 1,0 см | бежевый |




Арт. №. 7034

БАНДАЖ НА ГОЛЕНОСТОПНЫЙ СУСТАВ ЛЕГКОЙ ФИКСАЦИИ

Применение:
Для обеспечения мягкой фиксации и компрессии голеностопного сустава. Применяется при травмах, при повреждениях связок, артритах или артрозах, а также в период реабилитации после гипсовой повязки. Также применяется для профилактики привычных вывихов или травм во время занятий спортом.

- Обеспечение мягкой фиксации и компрессии голеностопного сустава
- Анатомическая форма с открытой пяткой более удобна для повседневного использования
- Эластичная воздухопроницаемая ткань для комфорта при использовании
- Подходит для правой и левой ноги



| Наименование измерений | Размеры | | | Макс. отклонение | Цвет | |
|---|---------|-------|-------|------------------|--------|---------|
| | M | L | XL | | черный | бежевый |
| Обхват голеностопного сустава под косточкой, см | 21-26 | 27-32 | 33-38 | ± 1,0 см | черный | бежевый |

БАНДАЖНАЯ ПРОДУКЦИЯ

Бандажи для нижних / для верхних конечностей



Арт. №. 7101

БАНДАЖ НА ГОЛЕНОСТОПНЫЙ СУСТАВ ЭЛАСТИЧНЫЙ (СРЕДНЕЙ ФИКСАЦИИ)

Применение:
Бандаж применяется при травмах голеностопного сустава, при растяжениях связок, хронических артритах и начальных степенях артрозов, а также на поздних сроках реабилитации после снятия гипсовой повязки. Рекомендован для применения с целью профилактики привычных вывихов или травм во время занятий спортом.

- Анатомическая форма хорошо подходит для ежедневного использования
- Воздухопроницаемый материал бандажа обеспечивает максимальный комфорт при использовании
- Подходит для левой и правой ноги




Хлопковая нить



| Наименование измерений | Размеры | | | | Макс. отклонение | Цвет |
|---|---------|-------|-------|-------|------------------|---------|
| | S | M | L | XL | | |
| Обхват голеностопного сустава под косточкой, см | 15-20 | 21-26 | 27-32 | 33-38 | ± 1,0 см | бежевый |

Бандажи для верхних конечностей



Арт. №. 8013

БАНДАЖ НА ПЛЕЧЕВОЙ СУСТАВ ФИКСИРУЮЩИЙ (ПОВЯЗКА ДЕЗО)

Применение:
Бандаж (повязка Дезо) обеспечивает фиксацию верхней конечности в функционально-выгодном положении, разгрузку суставов верхней конечности. Применяется при ушибах плеча и предплечья; повреждениях и разрывах связок плечевого сустава, ключично-акромиального сочленения и локтевого сустава; реабилитации после переломов костей плечевого пояса и оперативных вмешательств на верхней конечности; артрозах, артритах суставов верхней конечности, плече-лопаточном периартрите, параличах, парезах плекситы, невритах верхней конечности.


- Обеспечивает надежную фиксацию верхней конечности
- Имеет муфту для предплечья с двумя ремнями и пояс для регуляции фиксации верхней конечности
- Мягкий воздухопроницаемый материал обеспечивает комфорт при использовании
- Подходит для правой и левой руки



Нородфлекс



| Наименование измерений | Размеры | | | Макс. отклонение | Цвет |
|------------------------------------|---------|-------|--------|------------------|---------|
| | XS | S/M | L/XXL | | |
| Обхват груди на уровне лопаток, см | 51-63 | 64-89 | 90-130 | ± 1,0 см | бежевый |



Арт. №. 8005

БАНДАЖ НА ПЛЕЧЕВОЙ СУСТАВ С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ФИКСАЦИЕЙ

Применение:
Бандаж предназначен для средней фиксации, согревания и равномерной компрессии плечевого сустава при восстановлении после травм, ушибов, вывихов, для профилактики артритов, артрозов, плекситов, плече-лопаточных периартритов и других заболеваний плечевого сустава (плеча). Эффективен в реабилитационный период при артритах, артрозах плечевого сустава, периартритах, при артритах и артрозах ключично-акромиального сочленения, после операций на плечевом суставе, перелома шейки плеча. Для фиксации бандаж снабжен застежкой «липучка».

- Сохраняет тепло, улучшает кровообращение плеча
- Способствует увеличению содержания кислорода в тканях
- Стимулирует процессы восстановления мышц и связок
- Дополнительный ремень обеспечивает надежную стабилизацию руки и удобство в эксплуатации
- Подходит для левой и правой руки



Аэропрен



| Наименование измерений | Размеры | | Макс. отклонение | Цвет |
|------------------------------------|---------|--------|------------------|----------------|
| | S/M | L/XXL | | |
| Обхват груди на уровне лопаток, см | 64-89 | 90-130 | ± 1,0 см | черный бежевый |



Арт. №. 8302

БАНДАЖ НА ЛОКТЕВОЙ СУСТАВ ЭЛАСТИЧНЫЙ

Применение:
Бандаж применяют при травмах локтевого сустава, при повреждениях связок, артритах или артрозах, а также в период реабилитации после гипсовой повязки. Также бандаж применяют для профилактики травм во время занятий спортом.

- Обеспечивает мягкую фиксацию и компрессию локтевого сустава
- Воздухопроницаемая ткань для комфорта при использовании
- Подходит для правой и левой руки



Хлопковая нить



| Наименование измерений | Размеры | | | | Макс. отклонение | Цвет |
|------------------------|---------|-------|-------|-------|------------------|---------|
| | S | M | L | XL | | |
| Обхват локтя, см | 23-26 | 27-31 | 32-36 | 37-43 | ± 1,0 см | бежевый |

БАНДАЖНАЯ ПРОДУКЦИЯ

Бандажи для верхних конечностей



БАНДАЖ НА ЛУЧЕЗАПЯСТНЫЙ СУСТАВ ЭЛАСТИЧНЫЙ

Применение:
Применяется при травмах лучезапястного сустава, при растяжениях связок, артрозах, артритах, бурситах, синовитах, а также в период реабилитации после гипсовой повязки. Также применяется для профилактики привычных вывихов или травм во время занятий спортом.

- Обеспечение мягкой фиксации и компрессии лучезапястного сустава
- Воздухопроницаемая ткань растягивается в четырех направлениях для комфорта при использовании
- Анатомическая форма удобная для ежедневного использования
- Подходит для правой и левой руки

Арт. № 8506



Хлопковая нить



| Наименование измерений | Размеры | | | | Макс. отклонение | Цвет |
|------------------------|---------|-------|-------|-------|------------------|---------|
| | S | M | L | XL | | |
| Обхват запястья, см | 14-16 | 17-19 | 20-22 | 23-25 | ± 1,0 см | бежевый |

Бандажи для верхних конечностей



БАНДАЖ НА ЛУЧЕЗАПЯСТНЫЙ СУСТАВ С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ФИКСАЦИЕЙ


Применение:
Болевой синдром при травмах и заболеваниях лучезапястного сустава; ограничение подвижности сустава при травмах, ушибах и растяжениях связок; хронические воспаления сухожилий; состояние после травм и операций; высокие производственные нагрузки на запястье (вибрация, вращение, подъем тяжестей); профилактика травм сустава при занятиях спортом.

- Воздухопроницаемый облегченный материал бандажа обеспечивает максимальный комфорт при использовании
- Эластичный ремень обеспечивает дополнительную фиксацию сустава
- Подходит для левой и правой руки

Арт. № 8512



Бандажная лента



| Наименование измерений | Размер | Макс. отклонение | Цвет |
|------------------------|--------|------------------|---------|
| | S/L | | |
| Обхват запястья, см | 14-23 | ± 1,0 см | бежевый |



БАНДАЖ НА ЛУЧЕЗАПЯСТНЫЙ СУСТАВ ЛЕГКОЙ ФИКСАЦИИ

Применение:
Бандаж применяется при травмах лучезапястного сустава, при растяжениях связок, артрозах, артритах, бурситах, синовитах, а также в период реабилитации после снятия гипсовой повязки. Также используется для профилактики привычных вывихов или травм во время занятий спортом.

- Обеспечивает мягкую фиксацию и компрессию лучезапястного сустава
- Эластичная петля для удобства при одевании
- Воздухопроницаемый облегченный материал бандажа обеспечивает максимальный комфорт при использовании
- Анатомическая форма, удобная для ежедневного использования
- Подходит для левой и правой руки

Арт. № 8505



Бандажная лента



| Наименование измерений | Размеры | | Макс. отклонение | Цвет |
|------------------------|---------|-------|------------------|-----------------|
| | S/M | L/XL | | |
| Обхват запястья, см | 14-19 | 20-27 | ± 1,0 см | черный, бежевый |



БАНДАЖ НА ЛУЧЕЗАПЯСТНЫЙ СУСТАВ РЕГУЛИРУЕМЫЙ

Применение:
Болевой синдром при травмах и заболеваниях лучезапястного сустава; ограничение подвижности сустава при травмах, ушибах и растяжениях связок; хронические воспаления сухожилий; состояние после травм и операций; высокие производственные нагрузки на запястье (вибрация, вращение, подъем тяжестей); профилактика травм сустава при занятиях спортом.

- Воздухопроницаемый материал аэропрен сохраняет тепло, не препятствует кожному дыханию, улучшает кровообращение, обеспечивает максимальный комфорт при использовании
- Эластичная петля повышает удобство при надевании
- Подходит для левой и правой руки

Арт. № 8514




Аэропрен



| Наименование измерений | Размер | Макс. отклонение | Цвет |
|------------------------|--------|------------------|--------|
| | S/XL | | |
| Обхват запястья, см | 14-27 | ± 1,0 см | черный |

БАНДАЖНАЯ ПРОДУКЦИЯ

Бандажи для верхних конечностей



Арт. № 8551

БАНДАЖ НА ЛУЧЕЗАПЯСТНЫЙ СУСТАВ С РЕБРОМ ЖЕСТКОСТИ

Применение:
Для обеспечения надежной фиксации и компрессии лучезапястного сустава. Уменьшает боль благодаря согревающему и микромассажному действию. Применяется при травмах и повреждениях связок, артрозах, артритах, бурситах, синовитах, тендовагинитах и их обострениях, в период реабилитации после гипсовой повязки. Также применяется для профилактики привычных вывихов или травм во время занятий спортом. Для фиксации бандаж снабжен застежкой "липучка" и оригинальным петельным покрытием.

- Обеспечение надежной фиксации и компрессии лучезапястного сустава
- Металлическое ребро жесткости и дополнительные ремни обеспечивают надежную стабилизацию суставов
- Анатомическая форма, удобная для ежедневного использования
- Универсальный - подходит для левой и правой руки
- Может быть использован вместо гипсовой лангеты



| Наименование измерений | Размеры | | Макс. отклонение | Цвет |
|------------------------|---------|-------|------------------|---------|
| | S/M | L/XL | | |
| Обхват запястья, см | 14-19 | 20-27 | ± 1,0 см | бежевый |



Арт. № 8552

БАНДАЖ НА ЛУЧЕЗАПЯСТНЫЙ СУСТАВ С ФИКСАЦИЕЙ ПАЛЬЦА

Применение:
Для обеспечения надежной фиксации и компрессии лучезапястного сустава и сустава большого пальца. Уменьшает боль благодаря согревающему и микромассажному действию. Применяется при травмах лучезапястного сустава или сустава большого пальца руки, при растяжениях связок, артрозах, артритах, бурситах, синовитах, а также в период реабилитации после гипсовой повязки. Также применяется для профилактики привычных вывихов или травм во время занятий спортом. Для фиксации бандаж снабжен застежкой "липучка" и оригинальным петельным покрытием.

- Обеспечивает надежную фиксацию и компрессию лучезапястного сустава и сустава большого пальца
- Металлическое ребро жесткости и дополнительные ремни обеспечивают надежную стабилизацию суставов
- Анатомическая форма удобная для ежедневного использования
- Подходит для левой и правой руки



| Наименование измерений | Размеры | | Макс. отклонения | Цвет |
|------------------------|---------|-------|------------------|---------|
| | S/M | L/XL | | |
| Обхват запястья, см | 14-19 | 20-27 | ± 1,0 см | бежевый |

Бандажи для верхних конечностей / Бинты эластичные



Арт. № 9912



БАНДАЖ ДЛЯ РУКИ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ ОБЛЕГЧЕННЫЙ (КОСЫНКА)

Применение:
Для обеспечения поддержки руки и уменьшения нагрузки на плечи. Для фиксации бандаж снабжен застежкой "липучка".

- Бандаж используется при переломе руки, растяжениях связок, а также в послеоперационный период
- Поддерживает руку и уменьшает давление на шею
- Дополнительный ремень обеспечивает еще большую стабилизацию и удобство для руки
- Подходит для правой и левой руки

| Наименование измерений | Размеры | | | | Макс. отклонение | Цвет |
|------------------------|---------|-------|-------|-------|------------------|---------------|
| | S | M | L | XL | | |
| Длина предплечья, см | 21-27 | 28-33 | 34-40 | 41-47 | ± 1,0 см | белый, черный |



БИНТ ЭЛАСТИЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ СРЕДНЕЙ РАСТЯЖИМОСТИ ШИРИНОЙ 80 ММ, 100 ММ, 120 ММ

Применение:
Профилактика и лечение травм или болезней верхних и нижних конечностей: варикозной болезни, хронических венозных воспалительных процессов в до- и послеоперационные периоды, предупреждает возникновение тромбоза поверхностных и тромбоза глубоких вен. Наложение бинта для профилактики или лечения травм и заболеваний суставов (артриты, артрозы, слабость связочного аппарата), снимает нагрузку с поврежденного сустава, фиксирует, согревает, снимает отечность, приостанавливая развитие воспалительных процессов. Защищает от травм во время занятий спортом, тяжелой физической работы, при длительных статических нагрузках.

- Прочный материал бинта сохраняет требуемую эластичность и обеспечивает отличную компрессию даже после длительного использования и многократной стирки
- Высокое содержание хлопка обеспечивает комфорт при использовании бинта
- Для фиксации может комплектоваться металлическими или комбинированными клипсами.

| Артикул | Длина | Ширина |
|-----------|-------|--------|
| 02x80x1 | 1 м | 8 см |
| 02x80x1,5 | 1,5 м | 8 см |
| 02x80x2 | 2 м | 8 см |
| 02x80x2,5 | 2,5 м | 8 см |
| 02x80x3 | 3 м | 8 см |
| 02x80x3,5 | 3,5 м | 8 см |
| 02x80x4 | 4 м | 8 см |
| 02x80x5 | 5 м | 8 см |
| 12x120x5 | 5 м | 12 см |

| Артикул | Длина | Ширина |
|------------|-------|--------|
| 02x100x1 | 1 м | 10 см |
| 02x100x1,5 | 1,5 м | 10 см |
| 02x100x2 | 2 м | 10 см |
| 02x100x2,5 | 2,5 м | 10 см |
| 02x100x3 | 3 м | 10 см |
| 02x100x3,5 | 3,5 м | 10 см |
| 02x100x4 | 4 м | 10 см |
| 02x100x5 | 5 м | 10 см |
| 02x100x10 | 10 м | 10 см |





medpack
SWISS GROUP

МЕДПАК СВИСС ГМБХ ВХОДИТ В СОСТАВ
МЕДПАК СВИСС ГРУП, ШВЕЙЦАРИЯ



medtextile-swiss.com



MedPack Swiss GmbH

SWITZERLAND,

Seepark 6, CH-9422 Staad SG,

phone: +41 71 855 07 55

e-mail: info@medpack-group.com,

medpack-group.com

Украина

ООО «Долфи-Украина»,

49000, Украина, Днепропетровск,

пр. Кирова, 107-г

тел./факс: +38 0562 31 81 04

e-mail: info@dolphi.com.ua

Baltic countries

SIA «Medhouse Baltic»

Latvija, Rīga,

Braslas 29-3, LV-1084

tel. + 371 67 61 75 76

Беларусь

ООО «Гирас-Д»

адрес: Республика Беларусь, 220070

г. Минск, ул.Радиальная, д.54-Б, ком. №35.

тел.+375 17 2999963,2105226,3280529

email: giras_d@mail.ru

Армения

ЗАО "Альфа-Фарм"

Армения, г. Ереван, 0043

ул.Шираки, 1/68

тел: +37410465092

факс: +37410465095

Кыргызстан

ОсОО "Сагитта"

адрес: Кыргызская Республика, 720000

г. Бишкек., ул. Элебаева, 19

тел. +996 312 89-97-67

Производитель:

ООО «Техномедика»

49130, Украина, г. Днепропетровск

ул. Березинская, 24-А

тел./факс: +38 056 378 99 56

e-mail: info@med-textile.com

medtextile-swiss.com

Казахстан

«MedHouse Kazakhstan» ЖШС,

Қазақстан Республикасы, Астана қаласы,

Алматы ауданы, Бейімбет Майлин көш., 4/1,

25 кеңсе, тел.+7 7172 36 48 80

Анықтама желі: +7 7172 77 95 34

Romania

MEDHOUSE DISTRIBUTION LTD

145, Pacurari str, bl.594, Iasi, Romania

phone: +40 332803353

email: romania@medpack-swiss.com

Moldova

ÎМ «Delta-Medica» SRL

stradela Studentilor 6b, mun. Chişinău,

Republica Moldova,

tel. +373 22 31 38 92

tel/fax +373 22 31 37 25

Туркменистан

"Алтын Гуш"

адрес: Туркменистан, 744036

г. Ашгабат, Мир 4/1, 13

тел/Факс +(99365)690007

email: altyngush@mail.ru



ISO 9001:2008

ISO 13485:2012 + AC:2012

